

# AGPTEK

## FS10C



# User Manual

## Pulse Oximeter


# Content

**01/04  
05/08  
09/12  
13/16  
17/20**

**English  
Deutsch  
Italiano  
Español  
français**

# Introduction:


Pulse Oximeters are considered a suitable alternative, though by no means equal to, blood gas testing. It can be applied for Fitness Monitoring and High Altitude Sports. If you want to use for disease surveillance such as COPD Management, Asthma



Patient Care and Piece of Mind  
for Pulmonary Patients, please  
consult your doctor.

## How to Use a Pulse Oximeter Properly

1. Press the bottom to open the probe.



2. Insert the  
finger.

3. Press button to activate the  
Oximeter, you will need to wait  
for 5 more seconds for the Pulse

Oximeter to stabilize its readings.  
**To get the best reading possible,  
you should NOT:**

- Test with your painted fingers and toenails which can obstruct proper readings – use an earlobe instead in this case.
- Test under bright overhead lighting, including sunlight can effect readings – take your readings in rooms with normal or low-light conditions.
- Move while testing, body movement including shivering, sneezing, etc., can all affect proper readings.


**Normal Range for Healthy  
Individuals in a Quiet State:  
SpO2% >94      60<PR<120**

For detailed instructions in  
English, please visit  
<http://www.agptek.com>.

If you have any problem or  
suggestions,please contact  
[support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

# Beschreibung:

Pulsoximeter werden als eine geeignete Alternative, aber keineswegs als gleichwertig sowie Blutgas-Tests angesehen. Es kann für Fitness-Monitoring und Höhensport eingesetzt werden. Wenn Sie zur Krankheitsüberwachung z.B:



COPD-Management, Asthma  
-Patientenversorgung und  
Geisteskrankheiten für  
Lungenpatienten verwenden  
möchten, lassen Sie bitte sich an  
Ihren Arzt beraten.

## Wie man ein Pulsoximeter richtig verwendet?

1. Drücken Sie auf den Knopf,  
um die Sonde zu öffnen.



2. Setzen Sie den  
Finger

3. drücken Sie dann die Taste , um das Oximeter zu aktivieren. Warten Sie bitte mindesten 5 Sekunden, bis das Pulsoximeter seine Messwerte stabilisiert hat. Um die Genaue Zahlen zu erhalten, sollten Sie NICHT:  
Ihren lackierten Fingern und Zehennägeln können die die korrekten Messwerte behindern - Verwenden Sie bitte in diesem Fall mit Ihrem Ohrläppchen um es zu ersetzen.  
Wenn Sie unter heller Deckenbeleuchtung testen, können Sie durch Sonnenlicht die Messwerte beeinflussen werden- Nehmen Sie bitte Ihre

Messungen in Räumen mit normalen oder schlechten Lichtverhältnissen vor.

- Achten Sie mal auf die Hinweis: Körperbewegung einschließlich Zittern, Niesen, usw., können die richtigen Messungen beeinflussen.

**Normale Umfang für gesunde Personen (im Ruhezustand):**


SpO2% >94      60<PR<120

Um eine detaillierte englische Bedienungsanleitung zu bekommen, besuchen Sie bitte <http://www.agptek.com>.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung:  
[support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)


# Introduzione:

I pulsossimetro sono considerati un'alternativa adatta, anche se in nessun modo uguale a, test dei gas del sangue. Può essere applicato per il monitoraggio del fitness e gli sport di alta quota. Se si desidera utilizzare per la sorveglianza della malattia come la gestione della BPCO, l'asma Per la cura del paziente e per



**l'attenzione per i pazienti polmonari, consultare il medico.  
Come utilizzare correttamente un pulsossimetro?**

**1.** Premere il fondo per aprire la sonda.



**2.** Inserisci il dito.

**3.** Premere il pulsante  per attivare l'ossimetro, sarà necessario attendere altri 5 secondi affinché

il pulsossimetro stabilizzi le sue letture.

**Per ottenere la migliore lettura possibile, NON dovresti:**

- Prova le dita e le unghie dei piedi che possono ostruire le letture corrette, usa un lobo dell'orecchio per evitare questo caso.
- Test sotto illuminazione luminosa dall'alto, compresa la luce solare, può influenzare le letture - portare le letture nelle stanze in condizioni normali o in condizioni di scarsa illuminazione.
- Muoversi mentre si esegue il

test, il movimento del corpo compresi brividi, starnuti, ecc. Possono influenzare le letture corrette.


**Intervallo normale per individui sani in uno stato silenzioso:**  
SpO2% >94      60<PR<120

Per istruzioni dettagliate in inglese, visitare  
<http://www.agptek.com>.

In caso di problemi o suggerimenti, contattare support@agptek.com.

## Descripción:

Oxímetros de pulso se consideran una alternativa adecuada, aunque no es igual a la prueba de gas en sangre. Se puede aplicar para monitorizar condición física y deportes de altura. Si desea utilizar para la vigilancia de enfermedades, como la gestión de la EPOC,



el cuidado del paciente para el asma y la tranquilidad para los pacientes con enfermedad pulmonar, por favor consulte a su médico.

## ¿Cómo usar un oxímetro de pulso correctamente?

1. Presione el botón para abrir la sonda



2. Inserte el dedo

3. Presione el botón  para activar el oxímetro, deberá esperar 5 segundos más para que el oxímetro de pulso

estabilice sus lecturas.

**Para obtener la mejor lectura,  
NO debes:**

- Pruebe con los dedos y las uñas de los pies que puedan obstruir las lecturas correctas, use un lóbulo de oreja para evitar este caso.
- Realice la prueba bajo una iluminación cenital brillante, incluida la luz solar, que puede afectar las lecturas: tome sus lecturas en habitaciones con condiciones normales o con débil luz.
- Muévete mientras pruebas, movimientos corporales que incluyen temblando, estornudos, etc., todos pueden


afectar las lecturas correctas.  
**Rango Normal para Personas  
Sanas en Estado Silencioso:**  
SpO2% >94      60<PR<120

Para obtener instrucciones  
detalladas en inglés,  
<http://www.agptek.com>.

Si tiene algún problema o  
sugerencia, por favor contacte  
[support@agptek.com](mailto:support@agptek.com).

## Introduction:

Les oxymètres de pouls sont considérés comme une alternative appropriée, mais ce n'est pas la même chose qu'analyser des gaz sanguins. Il peut être appliqué pour la surveillance de la condition physique et les sports de haute



altitude. Si vous souhaitez utiliser pour la surveillance des maladies telles que la gestion de la COPD, l'asthme, les soins aux patients et la maladie mentale pour les patients pulmonaires, veuillez consulter votre médecin.

Pour obtenir la meilleure lecture possible, vous ne pouvez PAS

1. Appuyez sur le bas pour ouvrir la sonde.



2. Insérez le doigt.

3. Appuyez sur le bouton  pour activer l'oxymètre, vous devrez attendre plus de 5 secondes pour que l'oxymètre de pouls stabilise ses lectures.

Pour obtenir la meilleure lecture possible, vous ne pouvez PAS:

Testez avec les doigts et les ongles peints qui peuvent obstruer les lectures correctes - utilisez un lobe de l'oreille dans ce cas.

Effectuez un test sous un éclairage clair, y compris la lumière du soleil, qui peut affecter des lectures-Prenez vos mesures dans des pièces où les conditions d'éclairage sont

normales ou peu lumineuses.

Se déplacez pendant les tests, les mouvements du corps, y compris les frissons, les éternuements, etc., tous peuvent affecter les lectures correctes.

Plage normale pour les personnes en bonne santé dans un état calme:

$\text{SpO}_2\% > 94$     $60 < \text{PR} < 120$

Pour des instructions détaillées en anglais, veuillez consulter  
<http://www.agptek.com>

Si vous avez des problèmes ou des suggestions, veuillez contacter à

[support@agptek.com](mailto:support@agptek.com)

规格大小 5\*7 cm

材质：105g铜版纸

语言版本 英 德 意 西

总共四种

装订方式 订书方式

截至日期 20171207

**本页不打印**