

User Manual



Temperature Measuring Bracelet

English 01-02 | Deutsch 03-04 | Français 05-06
Italiano 07-08 | Español 09-10

Celsius Degree (°C) & Fahrenheit Degree (°F) Conversion	
(°C)	(°F)
34.5	94.1
35.0	95.0
35.5	95.9
36.0	96.8
36.5	97.7
37.0	98.6
37.5	99.5
38.0	100.4
38.5	101.3
...	...

Calculation Formula: $^{\circ}\text{F} = 32 + ^{\circ}\text{C} \times 1.8$

If any problems, please free to contact us.
Email: support@bigtek.com
Manufacturer: Shenzhen Wobolin Technology Co., Ltd.
Address: Factory A, No. 4, Baolong 3rd Road, Baolong Industrial Zone, Baolong Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen.

Time Display
Tap the button to display time. When there is no any operation, the screen will be auto off after 5 seconds to save power.

Temperature Measuring
In the time display interface, tap the button to measure temperature and the symbol  will flash. And it will enter the final measurement. When the bracelet is worn for measurement for the first time, the metal sheet will have a sensing time of 5-8 minutes. At this time, the temperature will rise steadily (in accordance with the increase of 0.1 °C) until it reaches the final temperature value. There are two cases of abnormal temperature measurement:

- Display  or  indicating that temperature is too low or too high, out of normal range.
- High temperature warning: when the temperature result is higher than 37.5 °C, the symbol  in the upper left corner of the LED screen will flash to alert.

Bracelet Charging
Remove the inner core of the bracelet from the wristband and connect it to the charging accessory. Then insert the USB head of the charging accessory into a standard DC 5V charger to charge. When charging, the symbol  in the upper left corner of the LED screen will flash. And it will keep steady when fully charged.

Low Battery Prompt
When battery is running low, the bracelet will prompt the BALO symbol.

NOTE:
1. When wearing, try to make the metal sheet behind the bracelet fully close to skin in order to reduce the measurement error.
2. The measurement range is 34.4 °C~42.5 °C. And

Zeitanzeige
Tippen Sie auf die Taste, um die Uhrzeit anzugeben. Wenn keine Operation ausgeführt wird, wird der Bildschirm nach 5 Sekunden automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

Temperaturmessung
Halten Sie die Taste in der Zeitanzeige-Oberfläche 5 Sekunden lang, um die Stunde einzustellen, und klicken Sie auf die Taste, um die Minuten zu ändern. Halten Sie die Taste erneut 5 Sekunden lang, um die Minuten-einstellung aufzurufen, und klicken Sie dann darauf, um die Minuten zu ändern. Warten Sie, bis die digitale Stabilität bestätigt ist.

Zeiteinstellung
Halten Sie die Taste in der Zeitanzeige-Oberfläche 5 Sekunden lang, um die Stunde einzustellen, und klicken Sie auf die Taste, um die Minuten zu ändern. Halten Sie die Taste erneut 5 Sekunden lang, um die Minuten-einstellung aufzurufen, und klicken Sie dann darauf, um die Minuten zu ändern. Warten Sie, bis die digitale Stabilität bestätigt ist.

Entfernen des Armbands
Entfernen Sie den inneren Kern vom Armband und verbinden Sie es mit dem Ladegerät. Stecken Sie dann den USB-Kopf des Ladegeräts zum Laden in ein Standard DC 5V. Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol  in der oberen linken Ecke des LED-Bildschirms, um zu warnen.

HINWEIS:
1. Überprüfen Sie beim Tragen, dass Metallstück hinter dem Armband vollständig hautnah zu machen, um den Messfehler zu verringern.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand
Wenn die Batterie schwach ist, zeigt das Armband das BALO-Symbol.

Affichage du Temps
Appuyez sur le bouton pour afficher du temps. Lorsqu'il n'y a aucune opération, l'écran s'éteint automatiquement après 5 secondes pour économiser de l'énergie.

Mesure de la Température
Dans l'interface d'affichage du temps, appuyez sur le bouton pour mesurer la température et le symbole  clignote. Et il cessera de clignoter lorsque l'individu, l'environnement, les sports, la tenue vestimentaire, etc.

Réglage du Temps
Dans l'interface d'affichage du temps, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer le réglage de la valeur de l'heure, puis appuyez sur le bouton pour modifier le nombre d'heures. Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour entrer le réglage de la valeur de minutes, puis appuyez sur le bouton pour modifier le nombre de minutes. Attendez que le nombre se stabilise pour confirmer.

Chargement du Bracelet
Retirez le noyau intérieur du bracelet et connectez-le à l'accessoire de charge. Insérez ensuite l'USB dans le port de charge dans le chargeur DC 5V standard pour charger la batterie lorsque le symbole  dans le coin en haut à gauche clignote. Il restera stable une fois complètement chargé.

Appelation de Batterie Faible
Lorsque la batterie est faible, le bracelet affiche le symbole BALO.

Visualizzazione del tempo
Tocca il pulsante per visualizzare il tempo: quando non viene eseguita alcuna operazione, lo schermo si spegne automaticamente dopo 5 secondi per risparmiare energia.

Misurazione della temperatura
Nell'interfaccia di visualizzazione del tempo, toccare il pulsante per misurare la temperatura e il simbolo  lampeggia e smetterà di lampeggiare dopo un paio di secondi. Quando il braccialetto viene rimosso per la misurazione per la prima volta la lampada avrà un tempo di rilevamento di 5-8 minuti. A questo punto, la temperatura aumenterà costantemente (conformemente all'aumento di 0,1 °C) fino a raggiungere il valore di temperatura finale. Esistono due casi di misurazione anomala della temperatura:

- Visualizza  o  indicando che la temperatura è troppo bassa o troppo alta, fuori dalla gamma normale.
- Avvertenza di alta temperatura: quando il risultato della temperatura è superiore a 37,5 °C, il simbolo  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo LED lampeggerà per avvisare.

NOTA:
1. Quando si indossa, provare a rendere la lamina di metallo dietro il braccialetto completamente vicino alla pelle per ridurre l'errore di misurazione.

REMARQUE :
1. Lorsque vous le portez, essayez de rendre le métal derrière le bracelet complètement proche de la peau afin de

Visualización de la hora
Toque el botón para mostrar la hora. Cuando no hay ninguna operación, la pantalla se apagará automáticamente después de 5 segundos para ahorrar energía.

Medición de temperatura
En la interfaz de visualización de la hora, toque el botón para medir la temperatura y el símbolo  parpadea. Y dejará de parpadear después de finalizar la medición. Cuando se usa la pulsera para medir por primera vez, la lámpara de metal tendrá un tiempo de detección de 5-8 minutos. En este momento, la temperatura aumentará de manera constante (de acuerdo con el aumento de 0,1 °C) hasta que alcance el valor de temperatura final. Hay dos casos de medición anormal de temperatura:

- Visualiza  o  indicando que la temperatura es demasiado baja o demasiado alta, fuera del rango normal.
- Advertencia de alta temperatura: cuando el resultado de la temperatura es superior a 37,5 °C, el símbolo  en la esquina superior izquierda de la pantalla LED parpadea para alertar.

NOTA:
1. Cuando lo use, intente hacer que la lámina de metal detrás de la pulsera esté completamente cerca de la piel para reducir el error de medición.

Indicador de batería baja
Cuando la batería se está agotando, la pulsera mostrará el símbolo BALO.