

AGPTEK



User Manual

Model: AS-302-L

EN > DE > FR > IT > ES

English

01 - 05

Deutsch

06 - 11

Français

12 - 17

Italiano


18 - 23

Español

24 - 29


Introduction

Pulse Oximeters are considered a suitable alternative, though by no means equal to, blood gas testing. It can be applied for Fitness Monitoring and High Altitude Sports. If you want to use for disease surveillance such as COPD Management, Asthma Patient Care and Piece of Mind for Pulmonary Patients, please consult your doctor.



- ① Low Power Indication
- ② SpO2 Value
- ③ Pulse Rate Value
- ④ Pulse Bar Graph
- ⑤ Operating Button

How to Use a Pulse Oximeter Properly




1. Press the bottom to open the probe.
2. Insert the finger.
3. Press button **5** to activate the Oximeter, you will need to wait for 8 more seconds for the Pulse Oximeter to stabilize its readings.

To get the best reading possible, you should NOT:

- Test with your painted fingers and toenails which can obstruct proper readings - use an earlobe instead in this case.
- Test under bright overhead lighting including sunlight, can effect readings - take your readings in rooms with normal or low-light conditions.
- Move while testing, body movement including shivering, sneezing, etc.,

can all affect proper readings.

Battery Cover Installation



Normal Range for Healthy Individuals in a Quiet State:


SpO₂% >94

60 < PR < 120

If you have any problem or suggestion, please contact support@agptek.com.


Beschreibung

Pulsoximeter werden als eine geeignete Alternative, aber keineswegs als gleichwertig sowie Blutgas-Tests angesehen. Es kann für Fitness-Monitoring und Höhensport eingesetzt werden. Wenn Sie zur Krankheitsüberwachung z.B.: COPD-Management, Asthma-Patientenversorgung und Geisteskrankheiten für Lungenpatienten verwenden möchten, lassen Sie bitte sich an Ihren Arzt beraten.



- ① Low Power Anzeige
- ② SpO₂-Wert
- ③ Pulsfrequenzwert
- ④ Impulsbalkendiagramm
- ⑤ Bedientaste

Wie man ein Pulsoximeter richtig verwendet



1. Drücken Sie auf den Knopf, um die Sonde zu öffnen.
2. Setzen Sie den Finger
3. drücken Sie dann die Taste **5**, um das Oximeter zu aktivieren. Warten Sie bitte mindestens 8 Sekunden,

bis das Pulsoximeter seine Messwerte stabilisiert hat.

Um die Genaue Zahlen zu erhalten, sollten Sie NICHT:

- Ihren lackierten Fingern und Zehennägeln können die die korrekten Messwerte behindern - Verwenden Sie bitte in diesem Fall mit Ihrem Ohrläppchen um es zu ersetzen.
- Wenn Sie unter heller Deckenbeleuchtung testen, können Sie durch Sonnenlicht die

Messwerte beeinflussen werden- Nehmen Sie bitte Ihre Messungen in Räumen mit normalen oder schlechten Lichtverhältnissen vor.

- Achten Sie mal auf die Hinweis:
Körperbewegung einschließlich Zittern, Niesen, usw., können die richtigen Messungen beeinflussen.

Installation der Batterieabdeckung



Normale gesunde Personen (im Ruhezustand):

Umfang für (im

Personen

SpO₂% > 94


60 < PR < 120

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung:
support@agptek.com

Introduction

Les oxymètres de pouls sont considérés comme une alternative appropriée, mais ce n'est pas la même chose qu'analyser des gaz sanguins. Il peut être appliqué pour la surveillance de la condition physique et les sports de haute altitude. Si vous souhaitez utiliser pour la surveillance des maladies telles que la gestion de la COPD, l'asthme, les soins aux patients et la maladie mentale pour les patients pulmonaires, veuillez


consulter votre médecin.



- ① Indication de Faible Puissance
- ② Valeur SpO2
- ③ Valeur de la Fréquence du Pouls
- ④ Graphique à Barres d'Impulsion
- ⑤ Bouton Opération

Comment Correctement

Utiliser



1. Appuyez sur le bas pour ouvrir la sonde.
2. Insérez le doigt.
3. Appuyez sur le bouton **5** pour activer l'oxymètre, vous devrez attendre plus

de 8 secondes pour que l'oxymètre de pouls stabilise ses lectures.

Pour obtenir la meilleure lecture possible, vous ne pouvez PAS:

- Testez avec les doigts et les ongles peints qui peuvent obstruer les lectures correctes - utilisez un lobe de l'oreille dans ce cas.
- Effectuez un test sous un éclairage clair, y compris la lumière du soleil, qui peut affecter des lectures-Prenez vos mesures dans des pièces

où les conditions d'éclairage sont normales ou peu lumineuses.

- Se déplacez pendant les tests, les mouvements du corps, y compris les frissons, les éternuements, etc., tous peuvent affecter les lectures correctes.

Installation du Couvercle de la Batterie



Plage normale pour les personnes en bonne santé dans un état calme:

$SpO_2\% > 94$


$60 < PR < 120$

Si vous avez des problèmes ou des suggestions, veuillez contacter support@agptek.com à

Introduzione

Pulsossimetria sono considerati un'alternativa adatta, anche se in nessun modo uguale a, test del gas del sangue. Può essere applicato per il monitoraggio del fitness e gli sport di alta quota.


Se si desidera utilizzare per la sorveglianza della malattia come la gestione della BPCO, l'asma Per la cura del paziente e per l'attenzione per i pazienti polmonari, consultare il medico.



- ① Indicazione di Bassa Potenza
- ② Valore SpO2
- ③ Valore della Frequenza del Polso
- ④ Grafico a Barre del Polso
- ⑤ Pulsante Operativo

Come utilizzare correttamente un

pulsossimetro



1. Premere il fondo per aprire la sonda.
2. Inserisci il dito.
3. Premere il pulsante **5** per attivare l'ossimetro, sarà necessario attendere altri 8 secondi affinché il pulsossimetro stabilizzi le


sue letture.

Per ottenere la migliore lettura possibile, NON dovresti:

- Prova le dita e le unghie dei piedi che possono ostruire le letture corrette, usa un lobo dell'orecchio per evitare questo caso.
- Test sotto illuminazione luminosa dall'alto, compresa la luce solare, può influenzare le letture - portare le letture nelle stanze in condizioni normali o in condizioni di scarsa illuminazione.

- Muoversi mentre si esegue il test, il movimento del corpo compresi brividi, starnuti, ecc. Possono influenzare le letture corrette.

Installazione del Coperchio della Batteria




Intervallo normale per individui sani in uno stato silenzioso:

SpO2% >94
60 < PR < 120

In caso di problemi o suggerimenti, contattare support@agptek.com.

Descripción


Oxímetros de pulso se consideran una alternativa adecuada, aunque no es igual a la prueba de gas en sangre. Se puede aplicar para monitorizar condición física y deportes de altura. Si desea utilizar para la vigilancia de enfermedades, como la gestión de la EPOC, el cuidado del paciente para el asma y la tranquilidad para los pacientes con enfermedad pulmonar, por favor consulte a su médico.



- ① Indicación de baja potencia
- ② Valor de SpO2
- ③ Valor de frecuencia de pulso
- ④ Gráfico de barras de pulso
- ⑤ Botones de operación

Cómo usar un oxímetro de

pulso correctamente



1. Presione el botón para abrir la sonda
2. Inserte el dedo
3. Presione el botón **5** para activar el oxímetro, deberá esperar 8 segundos más para que el oxímetro de pulso


estabilice sus lecturas.

Para obtener la mejor lectura, NO debes:

- Pruebe con los dedos y las uñas de los pies que puedan obstruir las lecturas correctas, use un lóbulo de oreja para evitar este caso.
- Realice la prueba bajo una iluminación cenital brillante, incluida la luz solar, que puede afectar las lecturas: tome sus lecturas en habitaciones con condiciones normales o con débil luz.

- Muévete mientras pruebas, movimientos corporales que incluyen temblando, estornudos, etc., todos pueden afectar las lecturas correctas.

Instalación de la tapa de la batería



Rango Normal para Personas Sanas en Estado Silencioso:

SpO2% >94
60 < PR < 120

Si tiene algún problema o
sugerencia, por favor
contacte
support@agptek.com.