

AGPTEK



Back Posture Corrector

# CONTENT

English	01-04
Deutsch	05-08
Français	09-12
Italiano	13-16
Español	17-20
日本語	21-24

Thank you for purchasing AGPTEK Back Posture Corrector. Our product is mainly used to correct your posture by stretching your shoulders and fixing your shoulder blades.

## > To our customers

ⓘ **Attention!** It is recommended that the user should be over 12 years old and wear it for no less than 30 minutes every time. If you feel terrible, please take it off and relax yourself.



Back posture corrector



Multifunctional pad

## > How to wear




1. Take posture corrector out. Adjust its belts to the bottom of shoulder straps.



2. Slip your arms through each side of the posture brace.



3. Put on the corrector as if you wear a vest.




4. Adjust hook & loop fasteners and front tightening straps according to your needs.



## ➤ Instructions for loosened straps

### ☆ Without a partner



☆ With a partner



If the straps is loosened, please refer to the following steps to wear it with the help of a partner.



1. Place the straps on your shoulder, two belts falling on the front of your belly.



2. Your partner helps you put the straps through buckles and pull them out.



3. Take belts from your partner' s hand.



4. Pull on straps slowly and evenly to correct posture.



5. Done!

## ➤ How to use the multifunctional pad.



1. After wearing the corrector, place the multifunctional pad on your belly.



2. Attach one belt to the middle of pad.



3. The other belt also attaches to the middle of pad.



4. Roll up the pad in a bottom-up direction.



5. Fold the top part of pad (with hook and loop fasteners) to the pad that has been rolled. Make the belts wrapped by the pad tightly.



6. Enjoy this posture corrector!

## ➤ An unsere Kunden

ⓘ **Beachtung!** Es wird empfohlen, dass der Benutzer über 12 Jahre alt ist und jedes Mal mindestens 30 Minuten tragen muss. Wenn Sie sich schrecklich fühlen, ziehen Sie es bitte aus und entspannen Sie sich.



Rückenstütze



Multifunktionspad

## ➤ Wie zu tragen




1. Nehmen Sie den Rückenstütze heraus. Sie müssen den Klettverschluss des Gurtbands auf die unterste Position des Schultergurts einstellen und ihn dann ankleben.



2. Führen Sie Ihre Arme durch jede Seite der Rückenstütze.



3. Setzen Sie den Rückenstütze so auf, als würden Sie eine Weste tragen.



4. Passen Sie die Klettverschlüsse und den vorderen Befestigungsriemen an Ihre Bedürfnisse an.



5. Befestigen Sie die Gurte.



6. Fertig! Stehen Sie zuversichtlich!

## ➤ Anweisungen für gelockerte Gurte

### ☆ Ohne Partner



Wenn Sie den Gurte lockern möchten und keine Hilfe von einem Partner haben, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.



1. Stecken Sie die Schultergurte durch die Schnallen



2. Befestigen Sie die Gurte an der Unterseite der Gurte.



3. Der Rückenstütze ist einsatzbereit (Stellen Sie sicher, dass es nicht verzerrt ist). Sie können dann den Rückenstütze wie oben beschrieben tragen.



## ☆ Mit einem Partner



Wenn Sie den Gurt lockern, führen Sie die folgenden Schritte mit Hilfe Ihres Partners durch.



1. Legen Sie die Riemen an der Schulter an. Zwei Gurte fallen auf die Vorderseite Ihres Bauches.



2. Ihr Partner hilft Ihnen dabei, den Gurt durch den Knopf zu ziehen und herauszuziehen.



3. Nehmen Sie die Gürtel von der Hand Ihres Partners.



4. Ziehen Sie die Gürtel langsam und gleichmäßig, um die Haltung zu korrigieren.



5. Fertig!

## ➤ Wie verwenden wir das Multifunktionspad.



1. Nach dem Tragen des Rückenstützes, legen Sie das Multifunktionspad auf Ihren Bauch.



2. Befestigen Sie einen Gürtel in der Mitte des Pads..



3. Der andere Gürtel wird auch in der Mitte des Pads befestigt.



4. Rollen Sie das Pad von unten nach oben auf.



5. Falten Sie den oberen Teil des Pads (mit Klettverschlüssen) an das gerollte Pad, und legen Sie die Gurte fest um das Pad.



6. Genießen Sie diesen Rückenstütze!

## ➤ A nos clients

ⓘ **Attention!** Il est recommandé que l'utilisateur ait plus de 12 ans et que le temps pour porter le correcteur soit inférieur à 30 minutes à chaque fois. Si vous vous sentez mal, retirez-le et détendez-vous.



Correcteur de la posture du dos



Pad multifonctionnel

## ➤ Comment porter




1. Sortez le correcteur de posture. Détachez les bandes auto-agrippantes et ajustez-les au bas des bandoulières, puis attachez.



2. Passez vos bras à travers les sangles de deux côtés.



3. Mettez le correcteur comme si vous portiez un gilet.



4. Détachez les bandes auto-agrippantes sur les bandoulières, ajustez et attachez-le à la partie la plus appropriée de la bandoulière selon vos besoins.



5. Fixez les sangles en place.



6. C'est fait !

## ➤ Instructions pour les sangles desserrées

### ☆ Sans partenaire



Si les sangles sont desserrées et que vous n'avez pas l'aide de votre partenaire, veuillez suivre les étapes suivantes.



1. Passez les sangles d'épaule à travers les boucles.



2. Attachez au bas des sangles.



3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de torsion. Ensuite, vous pouvez commencer à porter le correcteur en suivant les étapes ci-dessus.

## ☆ Avec un partenaire



Si les sangles sont desserrées, veuillez suivre les étapes suivantes pour les porter avec l'aide d'un partenaire.




1. Placez les sangles sur votre épaule, deux sangles tombant sur le devant de votre ventre.



2. Votre partenaire vous aide à passer les sangles à travers les boucles et à les retirer.



3. Prenez les sangles de votre partenaire.



4. Tirez sur les sangles lentement et uniformément pour corriger la posture.



5. C'est fait !

## ➤ Comment utiliser le pad multifonctionnel



1. Après avoir porté le correcteur, placez le pad multifonctionnel sur votre ventre.



2. Attachez une sangle au milieu du pad.



3. Attachez également l'autre sangle au milieu du pad.



4. Roulez le pad dans une direction ascendante.



5. Pliez la partie supérieure du pad (avec les fermetures à boucles et crochets) sur le pad qui a été roulé. Assurez-vous que les sangles sont bien enveloppées par le pad.



6. C'est fait !

## ➤ Ai nostri clienti

⚠ **Attenzione!** Si consiglia all'utente di avere più di 12 anni e di indossarlo per non meno di 30 minuti ogni volta. Se ti senti male, per favore togliilo e rilassati.



Correttore posturale posteriore



Pad multifunzione

## ➤ Come indossare



1. Prendi il correttore di posizione. È necessario regolare il velcro della cinghia sinistra e destra fino alla posizione più bassa della tracolla.



2. Infilare le braccia attraverso ciascun lato del tutore della postura.



3. Metti il correttore come se indossi un giubbotto.



4. Regolare i dispositivi di fissaggio a strappo e a strappo e le cinghie di fissaggio anteriori in base alle proprie esigenze.




## ► Istruzioni per cinturini allentati


### ☆ Senza un partner




Se le cinghie sono allentate e non si ha assistenza dal proprio partner, fare riferimento ai seguenti passaggi.



1. Metti gli spallacci attraverso le fibbie.



2. Attaccare le cinghie sul fondo delle cinghie..



3. Il correttore è pronto per essere indossato (assicurarsi di non torcere). Quindi, puoi iniziare a indossare il correttore seguendo i metodi sopra riportati.




## ☆ Con un partner



Se le cinghie sono allentate, fare riferimento ai seguenti passaggi per indossarlo con l'aiuto di un partner.




1. Metti le cinghie sulla tua spalla, due cinture che cadono sulla parte anteriore della tua pancia.



2. Il tuo partner ti aiuta a mettere le cinghie attraverso le fibbie e tirarle fuori



3. Prendi le cinture dalla mano del tuo partner.



4. Tirare le cinghie lentamente e in modo uniforme per correggere la postura.



5. Completa!

## ➤ Come usare il Pad multifunzione



1. Dopo aver indossato il correttore, posizionare il pad multifunzionale sulla pancia.



2. Attaccare una cintura al centro del pad.



3. L'altra cinghia si attacca anche al centro del pad.



4. Arrotola il pad in direzione dal basso verso l'alto.



5. Piegare la parte superiore del pad (con dispositivi di fissaggio a gancio e loop) sul pad che è stato arrotolato. Fai avvolgere strettamente le cinture dal pad.



6. Goditi questo correttore di postura!

## ➤ A nuestros clientes

⌚ **Atencion!** Se recomienda lo uses no es inferior a 30 minutos cada vez por los usuarios tener más de 12 años. Si se siente muy restringido, quítelo y relájese por un tiempo.



Corrector de Postura de Espalda



Almohadilla multifuncional

## ➤ Cómo usar



1. Sacar el corrector de postura. Debe ajustar la correa con Velcro en ambos lados hasta la parte inferior del hombro.



2. Poner los dos brazos en la corrector de postura de espalda.



3. Colóquese el corrector como si llevara un chaleco.




4. Ajuste los sujetadores de gancho y las correas delanteras para acuerdo con sus necesidades.



### ➤ Instrucciones para correas sueltas

#### ☆ No hay ayuda de su amigo



## ☆ Hay ayuda de su amigo



Si las correas se aflojan, consulte los siguientes pasos para usarlo con la ayuda de un compañero.




1. Coloque las correas en su hombro, dos cinturones que caen en la parte frontal de su vientre.



2. Tu amigo te ayuda a poner las correas a través de las hebillas y sacarlas.



3. Toma los cinturones de la mano de tu amigo.



4. Tire de las correas lenta y uniformemente para corregir la postura.



5. Hecho!

## ➤ Cómo utilizar la almohadilla multifuncional.



1. Después de usar el corrector, coloque la almohadilla multifuncional en su vientre.



2. Coloque una correa en el medio de la almohadilla.



3. La otra correa también se adhiere a la mitad de la almohadilla.



4. Enrolle la almohadilla en una dirección de abajo hacia arriba.



5. Doble la parte superior de la almohadilla (con sujetadores de gancho y bucle) a la almohadilla que se ha enrollado. Hacer las correas envueltas por la almohadilla con fuerza.



6. Disfruta de este corrector de postura!

## ＞ 使用前のヒント

① **注意！** 12 歳以上のユーザーに適して、毎回 30 分以上着用することをお勧めします。ひどいと感じたら、本製品を脱いでリラックスしてください。



背中姿勢補正装置



多機能パッド

## ＞ 着用方法



1. 姿勢矯正ベルトを取り出し、腰ベルトをショルダーストラップの最底に合わせて調整してください。




2. 腕を姿勢矯正ベルトの両側に通してください。



3. バストを着ているように姿勢矯正ベルトを着ます。



4. 必要に応じて、マジックテープとフロント締付けストラップを調整します。



5. ストラップを固定します。



6. 完了！ 自信を持って立ちなさい！

## ➤ ゆるめストラップの説明

### ☆ ヘルパーない場合




ストラップが緩んでいて、ヘルパーからの支援がない場合、次の手順をご参照ご操作してください。



1. バックルにショルダーストラップを通してください。



2. ベルトをストラップ底部に取り付けてください。



3. 背中姿勢補正装置は装着完了しました（ねじれないことを確認して）。その後、上記の着用方法に従って、本製品を着用し始めてください。




## ☆ ヘルパーがいる場合



ストラップが緩んでいた場合、次の手順に従ってヘルパーの助けてストラップを再着用してください。




1. ショルダーストラップを肩に乗せて、二つ腰ベルトは腹部前方に落ちてください。



2. パートナーはバックルを通してショルダーストラップを引き出すのを手伝えます。



3. パートナーの手から腰ベルトを外してください。



4. 姿勢を修正するために、ストラップをゆっくり引っ張ってください。



5. 完了!

## 多機能パッドの使い方



1. 本製品を着用した後、腹に多機能パッドを置きます。



2. 一つベルトをパッドの中央に貼り付けてください。



3. もう一方ベルトもパッドの中央に貼り付けてください。



4. パッドをボトムアップ方向に巻き上げてください。



5. パッドの上部を巻き上げたパッドに合わせて、ベルトをパッドでしっかりと包みます。



6. 本製品をお楽しみください！